

beurer

SI 30



READ THIS MANUAL COMPLETELY AND CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT

Keep this manual in a safe location for future reference

LEA TODO ESTE MANUAL CON ATENCIÓN ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

Conserve este manual en un lugar seguro para consultarlo en el futuro

ENGLISH

Steam Inhaler

Instructions for use 2

ESPAÑOL

Inhalador de vapor

Manual de instrucciones..... 8

Distributed by/Distribuido por :
Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255
Hollywood, FL 33020, USA
www.shop-beurer.com



**Questions or comments? Call our US-based customer service
toll free at 1-800-536-0366.**



**¿Preguntas o comentarios? Llame a nuestro servicio al cliente
en Estados Unidos gratis al teléfono 1-800-536-0366.**

CONTENT

1. Important safety notes	2	5. Care, Maintenance and Disposal	5
2. Package Contents	3	6. Technical Specifications	6
3. Parts and Controls.....	4	7. Warranty	6
4. To Use	4		

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

If the instruction manual is damaged or if you no longer have the instruction manual in your possession, please contact customer service. See warranty for service contact.

1. Important safety notes

Signs and symbols

Whenever used, the following signs identify safety and property damage messages and designate a level of hazard or seriousness.

READ THIS ENTIRE MANUAL, THE SAFETY SECTION AND ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS COMPLETELY AND CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT. FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS TO AVOID HAZARDOUS SITUATIONS AND TO MAKE CORRECT USE OF THIS PRODUCT.

	This is the safety alert symbol. It alerts you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.
---	--

 WARNING	Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
 CAUTION	Indicates a hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
 NOTICE	Addresses practices not related to personal injury, such as product and/or property damage.
	Product information Note on important information
	Protection class II device The device is double-protected and thus corresponds to protection class 2.

WARNING

- The appliance should always be placed on a firm, flat waterproof surface. Be sure the appliance is in a stable position and the power cord is out of the way to prevent the unit from being tipped over.
- Protect the device from heavy impact.
- The appliance should not be left unattended. Keep out of reach of children.
- Keep packaging material away from children (risk of suffocation).
- Do not use the appliance while bathing.

- Do not immerse in water or any other liquid. Do not overfill.
- Never move the appliance while in use. It can spill hot water if tilted or upset causing injury.
- Do not use appliance while sleepy or drowsy.
- Do not use in area where aerosol products are being used or where oxygen is being administered.
- Before using the appliance, extend the cord and inspect for any signs of damaged. Do not use the unit if the cord has been damaged.
- The appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature.
- This plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
- To avoid fire or shock hazard, plug the appliance directly into a 120 VAC electrical outlet.
- The appliance should always be unplugged and emptied when not in operation or while being cleaned. Shut off and unplug the appliance before moving. Do not move or tilt while in operation. Plug and unplug unit with dry hands. Never pull by the cord to unplug.
- Do not operate the appliance without water. Turn off and unplug when the unit is empty.
- To avoid the risk of fire, shock, or personal injury, do not use an extension cord.
- Appliance requires regular cleaning. Refer to and follow cleaning instructions.
- Use this appliance only as described in this manual and only with attachments or accessories recommended.
- Never add any medications or inhalant liquids to the Water Reservoir.
- Do not operate outdoors. This appliance is intended for indoor use.
- Do not cover or insert objects into any openings in the unit.

- Do not attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this appliance. Doing so will void your warranty.
- For residential use only.


Notes on electromagnetic compatibility

- The device is suitable for use in all environments listed in these instructions for use, including domestic environments.
- The use of the device may be limited in the presence of electromagnetic disturbances. This could result in faulty operation.
- Avoid using this device directly next to other devices or stacked on top of other devices, as this could lead to faulty operation. If, however, it is necessary to use the device in the manner stated, this device as well as the other devices must be monitored to ensure they are working properly.
- The use of accessories other than those specified or provided by the manufacturer of this device can lead to an increase in electromagnetic emissions or a decrease in the device's electromagnetic immunity; this can result in faulty operation.
- Failure to comply with the above can impair the performance of the device.

2. Package Contents

- 1 x Steam Inhaler SI 30
- 1 x Mask
- 1 x Measuring Cup
- 1 x Instruction manual

3. Parts and Controls



4. To Use

1. Fully extend the power cord. Failure to do so could cause overheating and possible fire hazard. Do not use with an extension cord. Place Inhaler on a flat, stable, water-resistant surface for use.

2. Remove the Inhaler Mask.



3. Press the buckle and lift the Vent Assembly straight up to separate it from the Base.



4. Fill the Water Reservoir with clean, clear water up to the MAX mark (1.35 fl oz / 40 ml). Do not overfill. Use with water only. Do not add any medication or inhalant liquids to the Water Reservoir.



5. Replace the Vent Assembly. Be sure the slots align with the location hole on the top of the Base and then press the buckle to connect the Vent Assembly to the Base.




6. Replace Inhaler Mask.

7. Connect the power cord to an electrical outlet. Do not use with an extension cord. Press the On/Off Switch; the Indicator Light will illuminate in green.
8. After 3-5 minutes, the Steam Inhaler will begin to emit steam.
CAUTION: The water reservoir and water will become very hot.
9. Slide the Flow Lever left to decrease the amount of steam and to the right to increase the amount of steam. Place your face into the mask. Do not rest your face on the Inhaler Mask; this may cause steam to escape under the mask or cause the inhaler to tip over. Breathe normally through your nose and mouth, inhaling steam into your nasal and throat passages. Continue treatment for five to fifteen minutes (see next section for how to Regulate Steam Flow and Temperature).
WARNING: Never move or lift the inhaler while it is in use. Steam is produced by boiling water; tilting can cause water spill and possible burns.
10. When treatment is completed, press On/Off switch to switch off the device; the Indicator Light will shut off. Disconnect the power cord from the electrical outlet. Let the Steam Inhaler cool before moving or refilling it (see the Care and Maintenance section). Do not operate the Steam Inhaler when it is empty.

How to Regulate Steam Flow and Temperature

The Steam Inhaler features an adjustable Vent Assembly which allows you to use the Flow Lever to control the amount of steam you inhale as well as regulate temperature.



Using Inhalant Pads

This Steam Inhaler features an inhalant pad holder. Ensure that the product is powered OFF before inserting an Inhalant Pad.

1. You can use a menthol inhalant pad with your steam inhaler to provide up to eight hours of soothing menthol vapors.
2. Open the Inhalant Pad by tearing a notch on the pad bag. Do not touch the pad with your hands. If the pad contacts your hands/fingers, do not rub your face or eyes as it may cause irritation.
3. Place the Inhalant Pad on top of the Vent Assembly. The center hole of the pad should sit around the tabs.
4. Discard pad after use.

5. Care, Maintenance and Disposal

CAUTION: Always disconnect the power cord from the electrical outlet and let the steam inhaler cool down for at least 20 minutes before cleaning.

After Each Use

1. Remove Inhaler Mask and Vent Assembly and wipe dry with a clean cloth or paper towel.
2. If any water is left in the Water Reservoir, pour the water out and wipe the Water Reservoir and Base with a dry, clean cloth or paper towel. Never immerse the Base in water or other liquid.
3. Replace the Vent Assembly and Inhaler Mask. Store in a cool, dry place.

Routine Maintenance

Perform the following cleaning procedures if using the Steam Inhaler ten or more times a week, when scale builds up in the Water Reservoir, or if not used for long periods.

1. Remove Inhaler Mask and Vent Assembly.
2. Pour two ounces of undiluted white vinegar into the Water Reservoir and let sit for 10 minutes.
3. Empty the white vinegar and clean the Water Reservoir with fresh, clean tap water.
4. Dry the Water Reservoir and Base with a clean cloth or paper towel.
5. Wash Inhaler Mask with mild soap and warm water then carefully rinse off all soap with fresh, clean tap water.
6. Dry the Inhaler Mask with a clean cloth or paper towel.
7. Replace Vent Assembly and Inhaler Mask. Store them in a cool, dry place.

Disposal

Observe the local regulations for material disposal. Dispose of the device in accordance with local regulations. If you have any questions, please contact the local authorities responsible for waste disposal.

6. Technical Specifications

Model:	SI 30
Dimensions (L x W x H)	6 x 7.6 x 9.7 inches (153.5 x 193 x 247.5 mm)
Power supply:	120 V / 60 Hz
Current consumption:	510-650 mA (steady use), 670-830 mA (first minute)
Power consumption:	70 W (steady use), 90 W (first minute)
Weight:	approx. 19.2 oz (544 g) (with mask and water cup)
Filling volume of internal water heater:	1.35 fl oz (40 ml)
Operating Conditions:	50°F~104°F (10°C~40°C), 30~85% RH

Storage and
transportation
conditions:

14°F~122°F (-10°C~50°C),
30~85% RH

7. Warranty

5-Year Limited Warranty for Original Purchaser

Your Beurer Steam Inhaler, Model SI30, is warranted to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from the date of purchase under normal conditions of intended use and service. This warranty extends only to the original retail purchaser and does not extend to retailers or subsequent owners.

We will, at our option, repair or replace the Beurer Steam Inhaler, Model SI30, without additional charge, for any part or parts covered by this written warranty. No refunds will be given. Repair or replacement is our only responsibility and your only remedy under this written warranty. If replacement parts for defective materials are not available, Beurer reserves the right to make product substitutions in lieu of repair or replacement.

For warranty service, contact our customer service department at 1-800-536-0366 or info@beurer.com with a description of the problem. If the issue is deemed to fall within the scope of the 5-Year Limited Warranty, you will be asked to mail the product (at your cost) in its original package along with proof of purchase, your name, address, and phone number. If the issue is not deemed eligible under warranty, we will provide a quotation for repair or replacement, including return shipping fees.

Third-Party Repairs

This warranty complies with the federal Magnuson-Moss Warranty Act. You may use third-party parts or services for repairs without voiding this warranty, unless the repair itself causes damage to the product. We encourage you to retain your proof of purchase

and contact our customer service team with any questions.

Unauthorized Sellers

This warranty applies only to products purchased from Beurer or authorized retailers and distributors. Products purchased from unauthorized sellers — including third-party platforms or online marketplaces (such as eBay or unverified Amazon sellers) — are not covered by this warranty. This policy is in place to protect customers from counterfeit, altered, or used products that may not meet Beurer's quality standards.

If you're unsure whether your seller is authorized, please contact our support team.

Exclusions

This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of unauthorized accessories; alterations; improper installation; misapplication; lack of reasonable care; unauthorized repairs or modifications; improper electrical/power supply; worn batteries; normal wear and tear; power loss; dropped product; failure to follow instructions; lack of recommended maintenance; transit damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions.

This warranty is void if the product is used in a commercial or business environment.

Beurer's maximum liability under this warranty is limited to the actual purchase price paid, as confirmed by proof of purchase. The warranty is effective only in the country where the product was purchased and used.

Legal Notice

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state. THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO MERCHANTABILITY OR FITNESS

FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE LENGTH OF THIS WRITTEN WARRANTY.

IN NO EVENT SHALL BEURER BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING FROM USE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT.

Beurer does not authorize any third party — including retailers or resellers — to modify the terms of this warranty.

This warranty does not apply to opened, used, repackaged, or resold products, including those sold through online auctions or unauthorized channels.

For more information regarding our product line in the USA, please visit: www.shop-beurer.com

Distributed by:

Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255
Hollywood, FL 33020, USA
www.shop-beurer.com

Questions or comments? Call our US-based customer service toll free at 1-800-536-0366.

Assembled in China

ÍNDICE

1. Notas importantes de seguridad.....	8	5. Cuidado, mantenimiento y desecho.....	12
2. Contenido del paquete.....	10	6. Especificaciones técnicas.....	12
3. Partes y controles.....	10	7. Garantía	13
4. Para usarlo	10		

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA PODER CONSULTARLAS EN EL FUTURO.

Si el manual de instrucciones está dañado o si ya no lo tiene, contacte a servicio al cliente. En la garantía encontrará la información de contacto del servicio.

1. Notas importantes de seguridad

Signos y símbolos

Siempre que se usan, estos signos identifican mensajes de seguridad y de daños materiales, indicando el nivel de gravedad del peligro.

LEA CON ATENCIÓN TODO ESTE MANUAL, LA SECCIÓN DE SEGURIDAD Y TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR SITUACIONES PELIGROSAS Y PARA USAR CORRECTAMENTE ESTE

PRODUCTO.

	Este es el símbolo de alerta de seguridad. Le advierte sobre los posibles riesgos de lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que siguen a este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.
 ADVERTENCIA	Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría causar la muerte o una lesión grave.
 PRECAUCIÓN	Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede causar una lesión menor o moderada.
 AVISO	Se refiere a prácticas que no están relacionadas con lesiones, como es el caso de daños al producto o daños materiales.
	Información sobre el producto Nota de la información importante



Dispositivo de clase de protección II

El dispositivo presenta doble protección que, por lo tanto, corresponde a una protección de clase II.



ADVERTENCIA

- El aparato debe colocarse siempre sobre una superficie firme, plana e impermeable. Asegúrese de que el aparato esté en una posición estable y de que el cordón eléctrico no obstaculice el movimiento para evitar que la unidad se vuelque.
- Proteja el dispositivo contra impactos fuertes.
- El aparato no debe dejarse sin vigilancia. Manténgase lejos del alcance de los niños.
- Mantenga el material de empaque fuera del alcance de los niños (riesgo de asfixia).
- No use el aparato mientras se baña.
- Nunca sumerja el dispositivo en agua ni en otros líquidos. No lo llene en exceso.
- No mueva nunca el aparato durante el uso. Si se inclina o se vuelca, puede derramar agua caliente y causar lesiones.
- No utilice el aparato cuando tenga sueño o esté adormecido.
- No lo use en zonas en las que se estén usando aerosoles o se esté administrando oxígeno.
- Antes de usar el aparato, extienda el cordón e inspecciónelo para comprobar que no haya signos de daños. No utilice la unidad si el cordón está dañado.
- Este aparato tiene un enchufe polarizado (una terminal es más ancha que la otra) como dispositivo de seguridad.
- Este enchufe solamente entra en una toma eléctrica polarizada en una forma. Si el enchufe no entra completamente en la toma, inviértalo. Si aun así no entra, llame a un técnico eléctrico. No trate de alterar esta medida de seguridad.

- Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, enchufe el aparato directamente a una toma de corriente de 120 VCA.
- El aparato debe estar siempre desenchufado y vacío cuando no esté en funcionamiento o mientras se esté limpiando. Apague y desenchufe el aparato antes de moverlo. No lo mueva ni lo incline mientras esté en funcionamiento. Enchufe y desenchufe la unidad con las manos secas. No jale nunca el cordón para desenchufarla.
- No use el aparato sin agua. Apáguelo y desenchúfelo cuando esté vacío.
- Para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, no use una extensión.
- El aparato requiere una limpieza regular. Consulte y siga las instrucciones de limpieza.
- Utilice este aparato únicamente como se describe en este manual y solo con los accesorios o las piezas recomendados.
- No añada nunca medicamentos ni líquidos inhalantes al depósito de agua.
- No utilice el aparato en el exterior. Este aparato está diseñado para el uso en interiores.
- No cubra las aberturas de la unidad ni introduzca ningún objeto en las mismas.
- No intente reparar ni ajustar ninguna función eléctrica o mecánica del aparato. Si lo hace, se anulará la garantía.
- El aparato se ha diseñado para uso exclusivamente residencial.

Notas sobre compatibilidad electromagnética

- El dispositivo es adecuado para usarse en todos los ambientes indicados en estas instrucciones de uso, incluidos ambientes domésticos.
- El uso del dispositivo puede ser limitado en presencia de interferencias electromagnéticas. Esto podría dar lugar a funcionamiento incorrecto.

- Evite usar este dispositivo cerca de otros dispositivos, o colocarlo encima de otros dispositivos, ya que esto podría causar un funcionamiento incorrecto. Sin embargo, si es necesario usar el dispositivo en la forma mencionada, este y los demás dispositivos deberán vigilarse para asegurar que funcionen correctamente.
- El uso de accesorios que no sean los especificados o los que proporciona el fabricante de este dispositivo puede causar aumento de las emisiones electromagnéticas o disminución de la inmunidad electromagnética del dispositivo; esto puede resultar en funcionamiento incorrecto.
- El incumplimiento de lo anterior puede perjudicar el desempeño del dispositivo.

1 Máscara de inhalación
2 Cierre
3 Palanca de flujo
4 Botón de encendido
5 Indicador luminoso

6 Conjunto de salida de vapor
7 Depósito de agua
8 Base
9 Vaso medidor

2. Contenido del paquete


Un inhalador de vapor SI 30

Una máscara

Un vaso medidor

Un manual de instrucciones

3. Partes y controles



4. Para usarlo

1. Extienda completamente el cordón eléctrico. De lo contrario, podría producirse sobrecalentamiento y posible incendio. No lo use con una extensión. Para usar el inhalador, colóquelo en una superficie plana, estable e impermeable.
2. Retire la máscara de inhalación.



3. Presione el cierre y levante el conjunto de salida de vapor para separarlo de la base.



4. Llene el depósito de agua con agua limpia y clara hasta la marca de llenado máximo (1.35 fl oz/40 ml). No lo llene en exceso. El aparato solo debe usarse con agua. No agregue ningún medicamento ni líquido inhalante al depósito de agua.



5. Vuelva a colocar el conjunto de salida de vapor. Asegúrese de que las ranuras estén alineadas con el orificio de posicionamiento en la parte superior de la base y, a continuación, presione el cierre para conectar el conjunto de salida de vapor a la base.



6. Vuelva a colocar la máscara de inhalación.
7. Conecte el cordón eléctrico a una toma de corriente. No lo use con una extensión. Presione el botón de encendido: el indicador luminoso se iluminará en verde.
8. Transcurridos entre 3 y 5 minutos, el inhalador de vapor comenzará a generar vapor.

PRECAUCIÓN: El depósito de agua y el agua se calentarán mucho.


9. Mueva la palanca de flujo hacia la izquierda para reducir la cantidad de vapor y hacia la derecha para aumentarla. Coloque la cara en la máscara. No apoye la cara en la máscara de inhalación, ya que el vapor podría salir por debajo de la máscara o podría volcarse el inhalador. Respire de manera normal por la nariz y la boca, inhalando vapor por las fosas nasales y la garganta. Continúe con el tratamiento entre 5 y 15 minutos (consulte la siguiente sección para saber cómo regular el flujo de vapor y la temperatura).

ADVERTENCIA: No mueva ni levante nunca el inhalador mientras esté usándolo. El vapor se produce por la ebullición del agua y, en consecuencia, la inclinación puede causar derrames de agua y posibles quemaduras.

10. Una vez finalizado el tratamiento, presione el botón de encendido para apagar el dispositivo; el indicador luminoso se apagará. A continuación, desenchufe el cordón eléctrico de la toma de corriente. Deje que el inhalador de vapor se enfríe antes de moverlo o rellenarlo (consulte la sección “Cuidado y mantenimiento”). No utilice el inhalador de vapor cuando esté vacío.

Cómo regular el flujo de vapor y la temperatura

El inhalador de vapor cuenta con un conjunto de salida de vapor ajustable que le permite utilizar la palanca de flujo para controlar la cantidad de vapor que inhala y regular la temperatura.



Uso de almohadillas de inhalación

Este inhalador de vapor cuenta con un soporte para almohadillas de inhalación. Antes de insertar la almohadilla de inhalación, asegúrese de que el producto esté apagado.

1. Puede utilizar una almohadilla de inhalación de mentol con el inhalador de vapor para que le proporcione hasta ocho horas de relajantes vapores de mentol.
2. Abra la almohadilla de inhalación rasgando la bolsa de la almohadilla para crear una ranura. No toque la almohadilla con las manos. Si la almohadilla entra en contacto con las manos o los dedos, no se frote la cara ni los ojos, ya que esto podría causarle irritación.
3. Coloque la almohadilla de inhalación sobre el conjunto de salida de vapor. El orificio central de la almohadilla debe quedar alrededor de las lengüetas.
4. Deseche la almohadilla después de usarla.

5. Cuidado, mantenimiento y desecho

PRECAUCIÓN: Desconecte siempre el cordón eléctrico de la toma de corriente y deje que el inhalador de vapor se enfríe durante al menos 20 minutos antes de limpiarlo.

Procedimiento después de cada uso

1. Retire la máscara de inhalación y el conjunto de salida de vapor, y séquelos con un trapo limpio o toalla de papel.
2. Si queda agua en el depósito de agua, vacíe el agua, y limpie el depósito y la base con un trapo seco y limpio o toalla de papel. Nunca sumerja la base en agua ni en otros líquidos.
3. Vuelva a colocar el conjunto de salida de vapor y la máscara de inhalación. Conserve el aparato en un lugar fresco y seco.

Mantenimiento de rutina

Lleve a cabo los siguientes procedimientos de limpieza si utiliza el inhalador de vapor diez veces a la semana o más, si se acumulan escamas en el depósito de agua o si el inhalador no se utiliza durante largos periodos.

1. Retire la máscara de inhalación y el conjunto de salida de vapor.
2. Vierta 2 onzas (60 ml) de vinagre blanco sin diluir en el depósito de agua y deje reposar durante 10 minutos.
3. Vacíe el vinagre blanco y limpie el depósito de agua con agua corriente potable y limpia.
4. Seque el depósito de agua y la base con un trapo limpio o toalla de papel.
5. Lave la máscara de inhalación con jabón suave y agua tibia. A continuación, enjuague con cuidado con agua corriente potable y limpia para eliminar todo el jabón.
6. Seque la máscara de inhalación con un trapo limpio o toalla de papel.
7. Vuelva a colocar el conjunto de salida de vapor y la máscara de inhalación. Guárdelos en un lugar fresco y seco.

Desecho

Respete las normas locales para el desecho de materiales. Deseche el dispositivo de acuerdo con las normas locales. Si tiene alguna pregunta, consulte a las autoridades locales responsables de la eliminación de residuos.

6. Especificaciones técnicas

Modelo:	SI 30
Dimensiones (L x A x H)	6 x 7.6 x 9.7 pulgadas (153.5 x 193 x 247.5 mm)
Alimentación:	120 V, 60 Hz
Consumo de corriente:	510-650 mA (uso constante), 670-830 mA (primer minuto)

Consumo de energía:	70 W (uso constante), 90 W (primer minuto)
Peso:	aprox. 19.2 oz (544 g) (con máscara y vaso de agua)
Volumen de llenado del calentador de agua interno:	1.35 fl oz (40 ml)
Condiciones de operación:	50–104 °F (10–40 °C), 30–85 % HR
Condiciones de transporte y almacenamiento:	14–122 °F (-10–50 °C), 30–85 % HR

7. Garantía

Garantía limitada de 5 años para el comprador original.

Su inhalador de vapor Beurer, Modelo SI30, está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra durante un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra, en condiciones normales de uso y servicio previstos. Esta garantía se aplica solamente al comprador original y no se extiende a vendedores minoristas o propietarios subsecuentes. A nuestra discreción, repararemos o reemplazaremos el inhalador de vapor Beurer, Modelo SI30, sin cargo adicional, por cualquier parte o partes cubiertas por esta garantía escrita. No se harán reembolsos. La reparación o reemplazo es nuestra única responsabilidad y el único recurso con que usted cuenta según esta garantía escrita. Si no hay partes de repuesto disponibles para los materiales defectuosos, Beurer se reserva el derecho de hacer sustituciones del producto en lugar de la reparación o reemplazo.

Para obtener servicio de garantía, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al teléfono 1-800-536-0366 o escriba a info@beurer.com con una descripción del problema. Si se considera

que el problema está dentro del alcance de la garantía limitada de 5 años, se le pedirá que envíe el producto (a su cargo) en su empaque original con el comprobante de compra, su nombre, domicilio y número telefónico. Si el problema no se considera elegible bajo la garantía, proporcionaremos un presupuesto para la reparación o sustitución, incluidos los gastos de envío de devolución.

Reparaciones de terceros

Esta garantía cumple con la Ley Federal de Garantía de Magnuson-Moss. Puede utilizar piezas o servicios de terceros para las reparaciones sin invalidar esta garantía, a menos que la reparación en sí cause daños al producto. Le recomendamos conservar el comprobante de compra y ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente si tiene alguna pregunta.

Vendedores no autorizados

Esta garantía solo se aplica a los productos adquiridos de Beurer o distribuidores autorizados. Los productos adquiridos de vendedores no autorizados, incluidas plataformas de terceros o mercados en línea (como eBay o vendedores no verificados de Amazon), no están cubiertos por esta garantía. Esta política se aplica con el fin de proteger a los clientes de productos falsificados, alterados o usados que puedan no cumplir con los estándares de calidad de Beurer.

Si no está seguro de si su vendedor está autorizado, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia.

Exclusiones

Esta garantía no cubre los daños causados por un uso indebido o abuso; accidente; colocación de accesorios no autorizados; modificaciones; instalación incorrecta; aplicación incorrecta; falta de cuidado razonable; reparaciones o modificaciones no autorizadas; suministro eléctrico inadecuado; baterías gastadas; desgaste normal; pérdida de

potencia; producto caído; incumplimiento de las instrucciones; falta de mantenimiento recomendado; daños por el transporte; robo; negligencia; vandalismo; o condiciones ambientales.

Esta garantía se anula si el producto se usa alguna vez en un ambiente comercial o empresarial.

La responsabilidad máxima de Beurer en virtud de esta garantía se limita al precio de compra real pagado, tal y como se confirma con el comprobante de compra. La garantía solo es válida en el país en el que se compró y utilizó el producto.

Aviso legal

Esta garantía le da derechos específicos, y usted puede tener otros derechos que pueden variar de una jurisdicción a otra.

LA GARANTÍA AQUÍ PROPORCIONADA SERÁ LA GARANTÍA ÚNICA Y EXCLUSIVA. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA.

EN NINGÚN CASO BEURER SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR EL PRODUCTO.

Beurer no autoriza a terceros, incluidos los distribuidores, a modificar las condiciones de esta garantía.

Esta garantía no se aplica a productos abiertos, usados, reempaquetados o revendidos, incluidos aquellos vendidos a través de subastas en línea o canales no autorizados.

Para más información respecto de nuestra línea de productos en los Estados Unidos de América, visite: www.shop-beurer.com

Distribuido por:
Beurer North America LP
1 Oakwood Boulevard, Suite 255

Hollywood, FL 33020, Estados Unidos
www.shop-beurer.com

¿Preguntas o comentarios? Llame a nuestro servicio al cliente en Estados Unidos gratis al teléfono 1-800-536-0366.

Ensamblado en China.

